


emmi®-dent Platinum Care ist zertifiziert
und behindertengerecht



EUKOBA - das Europäische Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit e.V. wurde 2003 gegründet. Als neutraler Dienstleister prüft, berät und schult der Verein Schulen, Unternehmen und Kommunen im Bereich Barrierefreiheit.

Diese Punkte hat EUKOBA hervorgehoben:

- Benutzung nach dem 2 Sinne-Prinzip
- Gleichberechtigte Nutzbarkeit
- Flexibilität im Gebrauch
- Anpassung an Nutzertempo
- Intuitive und belastungsarme Benutzung
- Keine Putzbewegung, dadurch weniger Speichelfluss
- geräuschlos und bewegungsloses Reinigen
- höhere Effizienz und optimale Mundhygiene bei Verkürzung der Pflegezeit



Die Weltneuheit in der ZAHNPFLEGE



Selbständiger Vertriebspartner

emmi® Platinum Care für Senioren und pflegebedürftige Menschen



Barrierefrei mit 100% Ultraschall

Zahnpflege - einfach und sanft



Stellen Sie sich vor, Ihre Mutter ist krank und liegt im Bett. Wie putzen Sie ihr die Zähne? Wie fest drücken Sie auf, dass die Zähne sauber werden, aber das empfindliche Zahnfleisch nicht verletzt wird?

Oft reagieren Menschen auf Reize im Mund sehr empfindlich. Sie mögen keine Vibrationen, und Bewegungen im Mundraum sind mitunter sehr schmerzhaft. Viele wollen sich daher ihre Zähne gar nicht putzen lassen.

Dabei ist Zahnhygiene so wichtig! Die Mundhöhle ist Lebensraum für eine Vielzahl von Bakterien, die sich u.a. auf den Zahnoberflächen und dem Zahnfleisch festsetzen und sich dort vermehren. Neben Karies spielen Entzündungen im Mundraum (Zahnfleischentzündung) eine immer größere Rolle – ganz besonders Parodontose (Zahnausfall).

Dies kann zu weiteren Folgeerkrankungen führen, wie Herz- und Gefäßerkrankungen.

Die sanfte Lösung

Die emmi®-dent Platinum Care ist vibrationslos und auf Wunsch sogar geräuschlos. Die Zahnbürste funktioniert bewegungslos, d.h. sie muss nur an die Zähne gehalten werden. Der Ultraschall reinigt sanft Zähne und Zahnfleisch.

- vibrationslos
- ohne Druck
- geräuschlos
- ohne zu bürsten

Zahnpflege für Alle


Das Wirkprinzip

Der Original emmi®-dent Ultraschall erzeugt in einem Mix aus Wasser und der speziellen Ultraschallzahncreme Mikrobubbles und regt diese zur Implosion an. Dabei entsteht eine Sogwelle, die Zahnbelag, Keime und Bakterien entfernt. Das geschieht auf der Oberfläche der Zähne und tief unter dem Zahnfleisch, in den Zahnfleischtaschen.



Die Anwendung

Einfach die Ultraschallzahncreme auf den Bürstenkopf auftragen, kurz ins Wasser tauchen und auf die Zähne auftragen. Nun wird das Gerät eingeschaltet und einfach an die Zähne angehalten. Ein akustisches Signal erinnert Sie nach 6 Sekunden, die nächste Zahngruppe zu beschallen. Das machen Sie auf der Außen- und auf der Innenseite der Zähne.



Das Ergebnis

Durch die abrasionsfreie Anwendung ist eine Schädigung der Zähne und des Zahnfleisches ausgeschlossen. emmi®-dent bietet eine komfortable und bewegungslose Anwendung im gesamten Mundraum. Der Ultraschall führt zu einer besonderen Glattheit der Zahnoberflächen. Dadurch können sich für mehrere Stunden keine Bakterien mehr anhaften.